

RESMED



Mirage Liberty™

全罩式面罩

整个面部可自由移动

结构简单：全罩式面罩采用最简单的设计，提供面部自由移动感，Mirage Liberty面罩提供了常规全罩式面罩的另一种选择。

舒适：Mirage™双层护垫与具有弹簧垫作用的鼻枕提升口部四周与鼻部的舒适感。

稳定：支撑头带将面罩稳固于适当位置，提供稳定效果。

轻巧：此款是市面最轻的全罩式面罩之一，Mirage Liberty全罩式面罩的重量比其它类似的面罩以及常规全罩式面罩轻了许多。

双层鼻枕附弹簧垫作用

可依鼻口间不同的高度、角度与鼻子形状加以调整

支撑头带配有稳定组件

摘下后仍保持原形状，而且可在使用者于睡眠中移动时提供稳定性

内置通气孔

让噪音量减至最低

迅速松开弯头

使得弯头和面罩容易分离

预防窒息阀门(AAV)

可在流入面罩的气流受到阻碍时，提升安全性

Mirage双层护垫

提供特优密封效果且适于下颌移动，因而无需使用下巴束带

一次设定头带扣钩

使得摘下面罩方便容易

技术特色

具有弹簧垫作用的双层鼻枕

- 外层薄，质软而舒适；内层厚，确保有效密封。
- 双层间的气流有助于鼻枕依鼻子轮廓而调整。
- 弹簧垫作用让鼻枕可依鼻子的角度与鼻口之间的距离而调整。
- 鼻枕轻置于鼻孔的入口，每个鼻枕皆可独立移动。



鼻枕可针对鼻子与每个鼻孔调整。鼻枕可以不同的角度定位，以适合个人的脸型特征。



使用者好处

面罩更小，自由度更高

- 视野不受约束
- 阅读、看电视与戴眼镜不受约束
- 和皮肤接触部份更少，减少皮肤发炎的机会
- 戴在脸上感觉轻巧

舒适与效果相符

- 按嘴唇轮廓成型的护垫适合下巴移动并防止口部漏气
- 支撑头带附有稳定组件，提供更大的稳定性与舒适性

使用起来更容易

- 此款面罩有双层口部护垫和具有弹簧垫作用的鼻枕，更容易获得较佳的配戴效果 — 第一次就合适，每次都合适
- 面罩部件更少，易于组合与拆卸

专业优点

配戴合适范围增加到90%以上的使用者

- 适合90%以上使用者的全罩式面罩选择(基于对全球不同脸型的研究)*

第一次配戴

- 第一次配戴就减少呼叫医护人员的次数
- 双层口部护垫与具有弹簧垫作用的鼻枕有助于让使用者第一次配戴就合适，以后每次都合适

物品清单减少

- 全部面罩系统只有两个产品编号
- 面罩部件减至最少

广泛全面的使用者支持计划

- 旅行与储存袋
- 面罩保养DVD
- 快速配戴指南
- 使用者指南

产品编码

Mirage Liberty全罩式面罩

(每个面罩附有小、中、大三种尺寸的鼻枕)

欧洲¹

小	61302
大	61303

欧洲²

小	61304
大	61305

欧洲³

小	61314
大	61315

法国

小	61306
大	61307

英国

小	61308
大	61309

亚太地区

小	61312
大	61313

澳新地区

小	61310
大	61311

¹ 英文、德文、法文、西班牙语、意大利文、葡萄牙文和荷兰文

² 英文、瑞典文、挪威文、丹麦文、芬兰文、匈牙利文、波兰文和希腊文

³ 英文、俄文、土耳其文、捷克文、爱沙尼亚文、斯洛维尼亚文、斯洛伐克文、保加利亚文、罗马尼亚文、拉脱维亚文和立陶宛文

* 数据来源：ResMed公司内部人体测量学数据