

# RESMED



## Mirage Liberty™

全罩式面罩

### 整個面部可自由移動

**結構簡單：**全罩式面罩採用最簡單的設計，提供面部自由移動感， Mirage Liberty面罩提供了常規全罩式面罩的另一種選擇。

**舒適：**Mirage™雙層護墊與具有彈簧墊作用的鼻枕提升口部四周與鼻部的舒適感。

**穩定：**支撐頭帶將面罩穩固於適當位置，提供穩定效果。

**輕巧：**此款乃是市面最輕巧的全罩式面罩之一， Mirage Liberty全罩式面罩的重量比其他類似的面罩以及常規全罩式面罩更輕了許多。

**雙層鼻枕附彈簧墊作用，**  
可依鼻口間不同的高度、角度與鼻子形狀加以調整

**支撐頭帶附穩定元件**  
摘下後仍保持原形狀，而且可在使用者於睡眠中移動時提供穩定性

**內置通氣孔**  
讓噪音量減至最低

**迅速鬆開彎頭**  
使得彎頭和面罩分離容易

**預防窒息閥門(AAV)**  
可在流入面罩的氣流受到阻礙時，提升安全性

**Mirage層護墊**  
提供特優密封效果且適於下顎移動，因而無需使用下巴束帶

**一次設定頭帶扣鉤**  
使得摘下面罩方便容易

## 技術特色

### 具有彈簧墊作用的雙層鼻枕

- 外層薄，質軟而舒適；內層厚，確保有效密封。
- 雙層間的氣流有助於鼻枕依鼻子輪廓而調整。
- 彈簧墊作用讓鼻枕可依鼻子的角度與鼻口之間的距離而調準。
- 鼻枕輕置於鼻孔的入口，每個鼻枕皆可獨立移動。



鼻枕可針對鼻子與每個鼻孔調準。鼻枕可以不同的角度定位，以適合個人的臉型特徵。



## 使用者好處

### 面罩更小，自由度更高

- 視野不受約束
- 閱讀、看電視與戴眼鏡不受約束
- 和皮膚接觸部份更少，減少皮膚發炎的機會
- 戴在臉上感覺輕巧

### 舒適與效果相符

- 符合嘴形護墊適合下巴移動與口部漏氣
- 附有穩定元件的支撐頭帶提供更大的穩定性與舒適性

### 使用起來更容易

- 雙層口部護墊與具有彈簧墊作用的鼻枕讓此款面罩更易於獲得最佳的配戴效果 — 第一次就合適，每次都合適
- 面罩配件更少，易於組合與拆卸

## 專業優點

### 配戴合適範圍增加到90%以上的使用者

- 適合90%以上使用者的全罩式面罩選擇 (基於對全球不同臉型的研究)\*

### 第一次配戴

- 第一次配戴就減少呼叫醫護人員的次數。
- 雙層口部護墊與具有彈簧墊作用的鼻枕有助於讓使用者第一次配戴就合適，以後每次都合適

### 細目減少

- 全部面罩系統只有兩個產品代號
- 面罩配件減至最少

### 廣泛全面的使用者支援計劃

- 旅行與儲存袋
- 面罩保養DVD
- 快速配戴指南
- 使用者指南

## 產品代號

### Mirage Liberty全罩式面罩

(每個面罩附有小、中、大三種尺寸的鼻枕)

#### 歐洲<sup>1</sup>

小	61302
大	61303

#### 歐洲<sup>2</sup>

小	61304
大	61305

#### 歐洲<sup>3</sup>

小	61314
大	61315

#### 法國

小	61306
大	61307

#### 美國

小	61308
大	61309

#### 亞太地區

小	61312
大	61313

#### 澳紐地區

小	61310
大	61311

<sup>1</sup> 英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、葡萄牙文和荷蘭文

<sup>2</sup> 英文、瑞典文、挪威文、丹麥文、芬蘭文、匈牙利文、波蘭文、和希臘文

<sup>3</sup> 英文、俄文、土耳其文、捷克文、愛沙尼亞文、斯洛維尼亞文、斯洛伐克文、保加利亞文、羅馬尼亞文、拉脫維亞文和立陶宛文

\* 資料來源：ResMed公司內部人體測量學資料