



面罩/装置兼容列表

简体中文

本文件规定了和瑞思迈气道正压通气装置兼容的面罩以及面罩的设置(仅限于具有设置功能的面罩)。如需了解这些设备的正确使用方法, 请参考具体的用户手册。

备注: 每个地区所销售的型号会有不同。

全面罩

装置	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	医院全脸面罩
AirMini	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 系列	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
Lumis™	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
S9 Escape™	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前, 请先向医生咨询。							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前, 请先向医生咨询。							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	标准	超级	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前, 请先向医生咨询。							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩

装置	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	医院全脸面罩
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
Stellar™	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	全脸面罩	N/V	全脸面罩	N/V	N/V	N/V	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩	全脸面罩

¹ 当面罩和瑞思迈AutoSet CS 2或者VPAP Adapt SV型号的装置配合使用时，SmartStop可能无法如常运作。

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。 ✓ = 兼容 X = 不兼容

鼻面罩 1

装置	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	医院鼻面罩
AirMini™	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 CS Pacewave	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
Lumis™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 Escape™	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。			
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	标准	标准	标准	标准
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	标准	标准	标准	标准
S8™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。					

装置	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	医院鼻面罩
S8 Escape™ II	N/V	N/V							需要在12 cm H2O的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V						无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
Auto 25 (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	标准	ACTIVA	ACTIVA	标准
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ ST-A (S9)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
Stellar™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	鼻枕	鼻枕	N/V	N/V	鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩

¹ 当面罩和瑞思迈AutoSet CS 2、Stellar或VPAP Adapt SV型号的装置配合使用时，SmartStop可能无法如常运作。

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。 ✓ = 兼容 X = 不兼容

鼻面罩 2

装置	Pixi ^{II}	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 系列	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
Lumis™	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 Escape™	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	超级	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V							N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V							N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V

装置	Pixi [™]	Mirage Kidsta [™]	Mirage Micro [™]	Mirage Vista [™]	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa [™]	Modular	Papillon [™]	Meridian
S7 AutoSet Respond [™]	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	标准	N/V
S8 [™] Auto 25	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
S8 AutoSet Spirit [™]	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 AutoSet Vantage [™]	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 Escape [™]	N/V	N/V			需要在 12 cm H2O 的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。					
S8 Escape [™] II	N/V	N/V			需要在 12 cm H2O 的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。					
S8 Elite [™] / S8 Elite [™] II	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 AutoSet Spirit [™] II	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	标准	标准	标准
S8 Compact [™]	N/V	N/V			无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。					
VPAP [™] III / VPAP [™] III ST	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	N/V	N/V
VPAP [™] III ST-A	N/V	标准	标准	标准	超级	MIRAGE	标准	标准	N/V	N/V
VPAP [™] IV / VPAP [™] IV ST	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
VPAP [™] Adapt SV	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	超级	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP [™] Adapt (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP [™] Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP [™] Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	超级	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP [™] Auto 25	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	标准
VPAP [™] S / VPAP [™] ST	N/V	N/V	标准	标准	超级	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	标准
VPAP [™] S (S9) / VPAP [™] ST (S9) / VPAP [™] ST-A (S9)	儿童	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP [™] ST (S9 iVAPS) / VPAP [™] ST-A (S9 iVAPS)	儿童	N/V	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP [™] Tx	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超级-鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
Stellar [™]	儿童	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超级	N/V	鼻罩	N/V	N/V	N/V
VS Ultra [™] / VS Integra [™]	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III [™]	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral [™]	儿童	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超级鼻罩	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。 ✓ = 兼容 X = 不兼容

鼻枕

装置	AirFit [™] P30i	AirFit [™] P10 For AirMini [™]	AirFit [™] P10 / AirFit [™] P10 for Her	Mirage Swift [™]	Mirage Swift [™] II	Swift [™] FX / Swift [™] FX for Her / Swift [™] FX Bella / Swift [™] FX Bella Gray	Swift [™] LT	Swift [™] LT for Her / Swift [™] LT-F
AirMini [™]	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart [™] 10 / AirSense [™] 10	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirCurve [™] 10 VAuto / AirCurve [™] 10 S / AirCurve [™] 10 ST	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirCurve [™] 10 CS Pacewave	鼻枕	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AirCurve [™] 10 CS-A Pacewave	X	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
Lumis [™]	X	X	鼻枕 ¹	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
S9 AutoSet [™] / S9 Elite [™]	鼻枕	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕

装置	AirFit™ P30i	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
S9 Escape™	鼻枕	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS™ 2	X	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS™ (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
C-Series Tango™	N/V	X				无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。		
S7™ Lightweight	N/V	X				无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。		
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	X	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/V	X				需要在 12 cm H2O 的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。		
S8 Escape™ II	N/V	X				需要在 12 cm H2O 的压力下校准。请咨询您的医生并查阅用户指南。		
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/V	X				无需设置。更改不同类型的面罩前，请先向医生咨询。		
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	X	MIRAGE ¹	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	X	X	MIRAGE ¹	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	X	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Malibu	X	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	X	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	X	SWIFT ¹	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	鼻枕	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ ST-A (S9)	X	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Tx	X	X	鼻枕 ¹	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
Stellar™	X	X	鼻枕 ^{1,2}	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹	鼻枕 ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	X	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	X	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕

¹ 当鼻枕和Stellar一同使用时，SmartStop可能无法如常运作。

² 以双水平通气模式，尤其是在较高增压的情况下，使用AirFit P10面罩，潮气量/每分钟通气量的精确度可能会降低。

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。 ✓ = 兼容 X = 不兼容



瑞思迈有限公司，地址：
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

有关瑞思迈公司在世界其它地方的详情，请浏览网站ResMed.com。专利和其他知识产权信息，请参阅 ResMed.com/ip. AirMini, AcuCare, AirFit, AirTouch, Lumis, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8, Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift以及Quattro是瑞思迈有限公司的商标，Astral, Tango, AutoSet, Escape, S9, VPAP, Adapt SV, Stellar, Mirage, Quattro, Activa, Kidsta, Swift以及Vista在美国专利与商标局登记注册。Astral, VS Ultra, VS Integra以及VS III是瑞思迈巴黎公司的商标。Papillon是瑞思迈德国研发有限责任公司的商标。©2019年瑞思迈有限公司 版权所有 1017963/13 2019-01