

# 面罩/裝置相容列表

本文件規定了和瑞思邁氣道正壓通氣裝置相容的面罩以及面罩的設置(僅限於具有設置功能的面罩)。如需瞭解這些設備的正確使用方法，請參考具體的使用者指南。

備註：每個地區所銷售的型號會有不同。

## 全面罩

裝置	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	醫院全臉面罩
AirMini	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 系列	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
Lumis™	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
S9 Escape™	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩 <sup>1</sup>	全臉面罩
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	標準	超級	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	需要在 12 cm H <sub>2</sub> O 的壓力下校準。請諮詢您的醫生並查閱使用者指南。							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	需要在 12 cm H <sub>2</sub> O 的壓力下校準。請諮詢您的醫生並查閱使用者指南。								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩 <sup>1</sup>	全臉面罩

裝置	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	醫院全臉面罩
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
Stellar™	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	全臉面罩	N/V	全臉面罩	N/V	N/V	N/V	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩	全臉面罩

<sup>1</sup> 當面罩和瑞思邁AutoSet CS 2或者VPAP Adapt SV型號的裝置配合使用時，SmartStop可能無法如常運作。

N/V = 此面罩未被驗證可以和該裝置配合使用。

✓ = 相容 X = 不相容

## 鼻面罩 1

裝置	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	醫院鼻面罩
AirMini™	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 CS Pacewave	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
Lumis™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 Escape™	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。			
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	標準	標準	標準	標準
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	標準	標準	標準	標準
S8™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準

裝置	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	醫院鼻面罩
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	需要在 12 cm H <sub>2</sub> O 的壓力下校準。請諮詢您的醫生並查閱使用者指南。					
S8 Escape™ II	N/V	N/V	需要在 12 cm H <sub>2</sub> O 的壓力下校準。請諮詢您的醫生並查閱使用者指南。						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	標準	標準	標準	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	標準	標準	標準	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA <sup>1</sup>	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準
Auto 25 (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	標準	ACTIVA	ACTIVA	標準
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ ST-A (S9)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
Stellar™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕 <sup>1</sup>	鼻枕 <sup>1</sup>	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	鼻枕	鼻枕	N/V	N/V	鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩

<sup>1</sup> 當面罩和瑞思邁AutoSet CS 2、Stellar或VPAP Adapt SV型號的裝置配合使用時，SmartStop可能無法如常運作。

N/V = 此面罩未被驗證可以和該裝置配合使用。

✓ = 相容      X = 不相容

## 鼻面罩 2

裝置	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 系列	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
Lumis™	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
S9 Escape™	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	VISTA	超級	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) /AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩

裝置	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	標準	標準	標準	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	標準	標準	標準	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	標準
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	標準	標準	標準
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	標準	標準	標準
S8 Escape™	N/V	N/V								
S8 Escape™ II	N/V	N/V								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	標準	標準	標準
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	標準	標準	標準
S8 Compact™	N/V	N/V								
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	標準	標準	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	標準	標準	標準	超級	MIRAGE	標準	標準	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	標準
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA <sup>1</sup>	VISTA	超級	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	超級	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	標準
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	標準
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	標準	標準	超級	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	標準
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	兒童	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	兒童	N/V	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	鼻罩
VPAP™ Tx	N/V	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超級-鼻罩	N/V	鼻罩	N/V	N/V	鼻罩
Stellar™	兒童	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超級	N/V	鼻罩	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	兒童	鼻罩	鼻罩	鼻罩	超級鼻罩	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = 此面罩未被驗證可以和該裝置配合使用。

✓ = 相容      X = 不相容

## 鼻枕

裝置	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirMini™	✓	X	X	X	X	X	X
Air 10 系列	X	鼻枕 <sup>2</sup>	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
Lumis™	X	鼻枕 <sup>2</sup>	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕

裝置	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
S9 Escape™	X	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS™ (S9)	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
C-Series Tango™	X				無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。		
S7™ Lightweight	X				無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。		
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	X				需要在 12 cm H <sub>2</sub> O 的壓力下校準。請諮詢您的醫生並查閱使用者指南。		
S8 Escape™ II	X				需要在 12 cm H <sub>2</sub> O 的壓力下校準。請諮詢您的醫生並查閱使用者指南。		
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	X				無需設置。更改不同類型的面罩前，請先向醫生諮詢。		
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	X	MIRAGE <sup>2</sup>	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Malibu	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	SWIFT <sup>2</sup>	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
VPAP™ Tx	X	鼻枕 <sup>2</sup>	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕
Stellar™	X	鼻枕 <sup>1,2</sup>	鼻枕 <sup>1</sup>	鼻枕 <sup>1</sup>	鼻枕 <sup>1</sup>	鼻枕 <sup>1</sup>	鼻枕 <sup>1</sup>
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	X	N/V	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕	鼻枕

<sup>1</sup> 當鼻枕和Stellar一同使用時，SmartStop可能無法如常運作。

<sup>2</sup> 以雙陽壓模式，尤其是在較高增壓的情況下，使用AirFit P10面罩，潮氣量/每分鐘通氣量的精確度可能會降低。

N/V = 此面罩未被驗證可以和該裝置配合使用。

✓ = 相容 X = 不相容



**瑞思邁有限公司**，地址：  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australia

有關瑞思邁公司在世界其他地方的詳情，請訪問網站：[www.resmed.com](http://www.resmed.com)。專利和其他智慧財產權資訊，請參見[www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip)。AirMini, AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8, Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift以及Quattro是瑞思邁有限公司的商標。Astral, Tango, AutoSet, Escape, S9, VPAP, Adapt SV, Stellar, Mirage, Quattro, Activa, Kidsta, Swift以及Vista在美國專利與商標局登記註冊。Astral, VS Ultra, VS Integra以及VS III是瑞思邁巴黎公司的商標。Papillon是瑞思邁德國研發有限責任公司的商標。©2018年瑞思邁有限公司享有著作權 1017964/12 2018-11