



无通气孔面罩/装置兼容性列表

简体中文

本文件指定了和瑞思迈通气装置兼容的面罩型号。如需了解关于正确使用这些装置的所有详情(包括装置设置),请具体参考用户手册。

无通气孔面罩必须配合主动式排气阀呼吸器使用。该列表中的所有呼吸器均包括一个主动式排气阀。

备注: 每个地区所销售的型号会有不同。

装置	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	N/V	✓
Elisée 250	N/V	✓
Elisée 350	N/V	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/V	✓

N/V = 此面罩未被验证可以和该装置配合使用。



VS III / Elisée **瑞思迈巴黎公司**, 地址: 240 rue de la Motte
77550 Moissy-Cramayel France(法国)

所有其它产品 **瑞思迈有限公司**, 地址: 1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia(澳大利亚)

代理商:

瑞思迈有限公司, 地址: 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia(澳大利亚)

瑞思迈公司, 地址: 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA(美国)

瑞思迈(英国)有限公司, 地址: 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK(英国)

有关瑞思迈公司在世界其它地方的详情,请浏览网站www.resmed.com。专利和其他知识产权信息,请参阅www.resmed.com/ip。AcuCare、Quattro和Quattro Air是ResMed Ltd的商标。Astral、Elisée、VS Ultra、VS Integra和VS III是ResMed Paris SAS的商标。Quattro、Quattro Air和Astral已在美国专利和商标局注册。

©2015年瑞思迈有限公司版权所有。1017325/2 2015-02