



無通氣孔面罩/裝置相容性列表

本文件指定了和瑞思邁通氣裝置相容的面罩型號。如需瞭解關於正確使用這些裝置的所有詳情(包括裝置設置), 請具體參考使用者指南。

無通氣孔面罩必須配合主動式排氣閥呼吸器使用。該列表中的所有呼吸器均包括一個主動式排氣閥。

備註: 每個地區所銷售的型號會有不同。

裝置	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	N/V	✓
Elisée 250	N/V	✓
Elisée 350	N/V	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/V	✓



VS III / Elisée **瑞思邁巴黎公司**, 地址: 240 rue de la Motte
77550 Moissy-Cramayel, France(法國)

所有其他 **瑞思邁有限公司**, 地址: 1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia(澳洲)

代理商:

瑞思邁有限公司, 地址: 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia(澳洲)

瑞思邁公司, 地址: 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA(美國)

瑞思邁(英國)有限公司, 地址: 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK(英國)

有關瑞思邁公司在世界其他地方的詳情, 請訪問網站: www.resmed.com。有關專利資訊, 專利和其他智慧財產權資訊, 請參見www.resmed.com/ip。AcuCare、Quattro和Quattro Air為ResMed Ltd的商標。Astral、Elisée、VS Ultra、VS Integra和VS III為ResMed Paris SAS的商標。Quattro、Quattro Air和Astral已於美國專利及商標局(U.S. Patent and Trademark Office)註冊。©2015年瑞思邁有限公司擁有著作權。1017326/2 2015-02